

Abroll-Box, ABS, rot

u.a. geeignet für Parafilm, Dura Seal, Tough Tags
HxTxB (mm) = 156 x 171 x 120



Packung à 1 Stück
Artikel-Nr.: 743303 | Biozym

81,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Verpackung: Packung à 1 Stück

Lagern, Abrollen und Schneiden von Parafilm, Labeln und Tough-Tags

- Aus ABS-Kunststoff
- Abmessungen 156 x 171 x 120 mm (H x T x B)