

PCR TW Tube, 0.2 ml, frosted

Flat Optical Cap, High Profile, extra stark
DNase-, RNasefrei



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

Beutel à 1000 Stück
Artikel-Nr.: 712020 | Biozym

61,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: Flachdeckel, mit Deckel, optisch durchlässig
Farbe: frosted
Kategorie: Einzelgefäße
Produktlinie: Premium Line
Profil: High Profile
Verpackung: Beutel à 1000 Stück
Volumen: 0.2 ml