

PCR 0.1 ml 4-Tube & 4-Cap Strips

für Qiagen/Corbett Rotor-Gene (TM)
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogen-, PCR Inhibitor frei



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 Beutel à 250 Strips = 1000 Tubes und Deckel
Artikel-Nr.: 711200 | Biozym

120,20 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: mit Deckel
Farbe: farblos
Kategorie: Einzelgefäße, Rotorgene
Produktlinie: Classic Line
Verpackung: 1 Beutel à 250 Strips = 1000 Tubes und Deckel
Volumen: 0.1 ml