


## PCR 0.1 ml 4-Tube & 4-Cap Strips

für Qiagen/Corbett Rotor-Gene (TM)  
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogen-, PCR Inhibitor frei



1 Beutel à 250 Strips = 1000 Tubes und Deckel  
Artikel-Nr.: 711200 | Biozym

**91,00 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:**Frühlingsaktion

**Deckel:** mit Deckel

**Farbe:** farblos

**Kategorie:** Einzelgefäße, Rotorgene

**Produktlinie:** Classic Line

**Verpackung:** 1 Beutel à 250 Strips = 1000 Tubes und Deckel

**Volumen:** 0.1 ml