

## Handschuhboxständer, Acryl

für 3 Handschuhboxen  
295 x 390 x 110 mm (B x H x T), inkl. Schrauben



Packung à 1 Stück  
Artikel-Nr.: 743332 | Biozym

**137,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

**Verpackung:** Packung à 1 Stück

- Schaffen Sie Platz auf dem Arbeitstisch, indem Sie die Halter an der Wand befestigen, um die Handschuhe einfach auszugeben
- Universell passend für die meisten Handschuhkästen der großen Hersteller inklusive Befestigungsschrauben
- Enthält eine Polyesterschaumeinlage, die eine Reihe von Handschuhkartongrößen sicher hält - die Passform gewährleistet eine einfache Entnahme der Handschuhe aus dem Karton
- Material: Acryl
- Farbe: Klar