


## PCR 0.1 ml TW 4er Tube/Cap-Strip

für Rotor-Gene(r) Systeme  
inkl. einzeln anhängendem Flachdeckel



1 Beutel à 250 Strips = 1000 Tubes und Deckel  
Artikel-Nr.: 712500 | Biozym

**98,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Deckel:** mit Deckel  
**Farbe:** transparent  
**Kategorie:** Rotorgene  
**Produktlinie:** Premium Line  
**Verpackung:** 1 Beutel à 250 Strips = 1000 Tubes und Deckel  
**Volumen:** 0.1 ml