

Spitzen Sartorius 350 µl, steril

Länge Spitze = 54 mm
DNase-, RNase-, Endotoxinfrei



1 Nachfüllpack à 15 x 96 Stück
Artikel-Nr.: 674037 | Sartorius

115,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	350 µl
Pipettenspitzen Linie:	Sartorius
Sterilität:	steril
Verpackung:	1 Nachfüllpack à 15 x 96 Stück