

WesternBright Chemilumineszenz Substrat für Film

und CCD Kamera Detektionssysteme
Kit ausreichend für 200 cm² Membran



20 ml

Artikel-Nr.: 541003 | Advansta | Hersteller-Nr.: K-12045-C20

40,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kategorie: Chemilumineszenz Substrate
Quantifizierbarkeit: gut (++)
Sensitivität: mittel (+)
Signal Stabilität: mittel
Signalverringierung: gering
Verpackung: 20 ml