

## WesternBright Chemilumineszenz Substrat für Film

und CCD Kamera Detektionssysteme  
Kit ausreichend für 2000 cm<sup>2</sup> Membran



200 ml

Artikel-Nr.: 541004 | Advansta | Hersteller-Nr.: K-12045-D20

**187,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** SUMMER-DEALS  
**Kategorie:** Chemilumineszenz Substrate  
**Quantifizierbarkeit:** gut (++)  
**Sensitivität:** mittel (+)  
**Signal Stabilität:** mittel  
**Signalverringerng:** gering  
**Verpackung:** 200 ml

Detaillierte Informationen, Application Notes und MSDS finden Sie unter:

[www.advansta.com](http://www.advansta.com)