

PVDF-FL Membran Low Fluorescence, 0.45 µm

PVDF-Membranen für Fluoreszenzanwendungen, 7x9 cm
für vertikale Mini Gele



10 Stück

Artikel-Nr.: 541040 | Advansta | Hersteller-Nr.: L-08001-010

85,20 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:Frühlingsaktion

Verpackung: 10 Stück

Detaillierte Informationen, Application Notes und MSDS finden Sie unter:

www.advansta.com