

## Immunoblot Blocking Lösung AdvanBlock

Proteinfreie Blocking Lösung (5x Konzentrat)  
für Fluoreszenz Immunoblots



200 ml

Artikel-Nr.: 541034 | Advansta | Hersteller-Nr.: R-03023-D20

**206,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Eigenschaften:** für Fluoreszenz-Immunoblots (5X)

**Kategorie:** Puffer für Molekular- und Proteinbiologie

**Produkttyp:** Blocking Puffer

**Verpackung:** 200 ml

Detaillierte Informationen, Application Notes und MSDS finden Sie unter:

[www.advansta.com](http://www.advansta.com)