

Tris-Glycin PAGE Laufpuffer Salzmischung

1 Pad + 500 ml H₂O dest. ergibt
Tris-Glycin Lösung (1x)



20 Pads für 10 Liter Puffer
Artikel-Nr.: 541050 | Advansta | Hersteller-Nr.: R-01037-020

75,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eigenschaften: fertige Salzmischung zum Anmischen von 1X Puffer in 500 ml Wasser

Kategorie: Puffer für Molekular- und Proteinbiologie

Produkttyp: Tris-Glycin Puffer

Verpackung: 20 Pads für 10 Liter Puffer

Detaillierte Informationen, Application Notes und MSDS finden Sie unter:

www.advansta.com