

## SDS-Glycin PAGE Laufpuffer Salzmischung

1 Pad + 500 ml H<sub>2</sub>O dest. ergibt  
SDS-Glycin Lösung (1x)



20 Pads für 10 Liter Puffer  
Artikel-Nr.: 541051 | Advansta | Hersteller-Nr.: R-01036-020

**75,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Eigenschaften:** fertige Salzmischung zum Anmischen von 1X Puffer in 500 ml Wasser

**Kategorie:** Puffer für Molekular- und Proteinbiologie

**Produkttyp:** SDS-Glycin Puffer

**Verpackung:** 20 Pads für 10 Liter Puffer

Detaillierte Informationen, Application Notes und MSDS finden Sie unter:

[www.advansta.com](http://www.advansta.com)