

Nicht reduzierender Protein Ladepuffer (2x)

Laemmli Ladepuffer, gebrauchsfertig



1 ml

Artikel-Nr.: 541100 | Advansta | Hersteller-Nr.: R-03018-B10

19,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eigenschaften: Laemmli Ladepuffer (2X) nicht reduzierend

Kategorie: Puffer für Molekular- und Proteinbiologie

Produkttyp: Ladepuffer Protein Gele

Verpackung: 1 ml

Detaillierte Informationen, Application Notes und MSDS finden Sie unter:

www.advansta.com