

PCR 8er-SoftStrips, 0.2 ml, farblich gemischt

High Profile, anhängender 8er-CapStrip, flach
DNA-, DNase-, RNasefrei



1 Beutel à 125 SoftStrips/CapStrip
Artikel-Nr.: 711118 | Biozym

91,20 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: mit Deckel
Farbe: gemischt
Kategorie: 8er-Streifen
Produktlinie: Classic Line
Profil: High Profile
Verpackung: 1 Beutel à 125 SoftStrips/CapStrip
Volumen: 0.2 ml