

## Spannungsgeber C, 300 V, 400 mA, 60 W



1 Stück  
Artikel-Nr.: 612034 | Biozym

**464,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Eigenschaften:** 300 V, 400 mA  
**Kategorie:** Elektrophorese  
**Produktlinie:** Spannungsgeber C  
**Produkttyp:** Spannungsversorgung  
**Verpackung:** 1 Stück

**Kompakter Spannungsgeber für die horizontale Elektrophorese**

#### Die Vorteile:

- Kompaktes Format
- Günstig und ökonomisch

#### Die Daten:

- **Spannungsbereich:** max. 300 V
- **Ausgangsstrom:** max. 400 mA
- **Leistung:** 0-60 W
- **Modi:** konstanter Strom oder konstante Spannung (Strom und Spannung sind in 1 mA- bzw. 1 V-Schritten einstellbar)
- **Ausgänge:** zwei, parallel
- **Timer:** einstellbar bis 999 Minuten, mit Alarmfunktion
- **Abmessungen:** 14 x 19,1 x 8,4 cm (BxTxH)
- **Gewicht:** ca. 1 kg