

PCR KOMBI 8er-Strips, 0,1 ml, weiß

Low Profile, weiße Tubes und opt. Clear FlatCaps
DNA-, DNase-, RNasefrei



1 Beutel à 125 Tube/CapStrips
Artikel-Nr.: 711159 | Biozym

98,40 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: Flachdeckel, mit Deckel, optisch durchlässig
Farbe: weiß
Kategorie: 8er-Streifen
Produktlinie: Classic Line
Profil: Low Profile
Verpackung: 1 Beutel à 125 Tube/CapStrips
Volumen: 0.1 ml