

## SafeSeal Tips Professional 1250 µl, steril

New 1000 µl Extent, Vorteilspackung  
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



40 Racks à 96 Stück  
Artikel-Nr.: 770600X | Biozym

**331,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	ja
<b>Graduierung:</b>	ja
<b>Länge:</b>	XL
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	1000 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	SafeSeal Professional
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	40 Racks à 96 Stück

- Material: Polypropylen, farblos
- Material Filter: Polyethylen, gesintert
- Maximal Volumen Spitze : 1250 µl
- Zertifiziert RNase/DNase frei
- Zertifiziert PCR Inhibitor frei
- Zertifiziert Human DNA frei
- Zertifiziert Pyrogen frei
- Länge Spitze: 102.09 mm
- Durchmesser Öffnung Spitze: 0.86 mm
- Graduierungen bei 200µl, 500µl, 1000µl

**Filterspitze passend für folgende Pipetten:**

- CappAero 1000µl
- Eppendorf Research 1000µl
- Eppendorf Research Plus 1000µl
- Eppendorf Reference 1000µl
- Finn 1000µl
- Gilson Pipetman 1000µl
- Oxford/Nichiryo Benchmate 1000µl
- Sartorius/Biohit Proline 1000µl
- Sartorius/Biohit Proline Plus 1000µl
- Sartorius/Biohit mLine 1000µl
- Socorex Acura und Calibra 1000µl