

Vortexer mit variabler Drehzahl

inkl. Universalaufsatz für Tubes bis 30 mm
Durchmesser



1 Stück
Artikel-Nr.: 556010 | Biozym

200,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion
Drehzahl regelbar: ja
Farbe: blau
Kategorie: Vortexer
QuEChERS: nein
Verpackung: 1 Stück
Wechselbarer Aufsatz: Wechselbar

- **Drehzahl:** 0 bis 2.500 rpm
- **Drehzahlanzeige:** Drehschalter
- **Netzspannung:** 230 V, 50/60 Hz (110 V-Version lieferbar)
- **Schüttelhub:** 4 mm, orbital
- **Abmessungen:** 127 x 130 x 160 mm (B x T x H)