

96 Well PCR Platte, farblos, mit Barcode

Semi Skirt, High Profile, ABI Sequenzer 3100/3130
DNA-, DNase-, RNasefrei



Packung à 10 Stück
Artikel-Nr.: 711219 | Biozym

52,90 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: ABI Sequenzer 3100/3130, alphanumerische Codierung, mit Barcode

Farbe: farblos

Format: semi skirted

Kategorie: 96-Well Platte

Produktlinie: Classic Line

Profil: High Profile

Verpackung: Packung à 10 Stück

Volumen: 0.2 ml