


EasyPhor PAGE Maxi WAVE Elektrophorese & Blotting

Komplettsystem für vertikale Elektrophorese
& Blotting (20x20 cm)



1 Stück
Artikel-Nr.: 615864 | Biozym

1.812,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Eigenschaften: HI Blotting Modul, Komplettsystem für Elektrophorese und Blotting

Format: 20 x 20 cm

Kategorie: Protein-Elektrophorese und Blotting

Produktlinie: EasyPhor V + B

Produkttyp: PAGE Maxi Kombisystem

Verpackung: 1 Stück

Komplett-System für vertikale Elektrophorese und anschließendes Blotting von Gelen im Format 20x20 cm

Das System beinhaltet folgende Komponenten:

- Vertikale WAVE Elektrophoresekammer mit
 - 2 normalen Glasplatten (4 mm Stärke) mit gebundenen Spacern (Stärke 1 mm)
 - 2 U-förmig ausgeschnittenen Glasplatten (4 mm Stärke)
 - 2 Kämmen (24 Zähne, Stärke 1 mm)
 - einer Begrenzer-Platte für Einzelgelläufe
 - einer Gel-Gießbasis zum einfacheren Gießen der Gele
 - einem Kühlpack
- Elektroblotting Einheit bestehend aus
 - einem WAVE Elektroblotting Modul
 - 4 Kompressionskassetten für Gele der Größe 20x20 cm
 - 16 Blotting Pads (Fasermatten)

Technische Spezifikationen der Blotting Unit:

- Maximale Gelgröße: 17,5x18 cm
- Kapazität des Blotters: 16 Mini Gele, 8 Mini Wide Gele, 4 Maxi oder Maxi WAVE Gele
- Puffervolumen: maximal 6,4 l
- Transferzeit: 1-4 h
- Elektrodenabstand: 8 cm