

## EasyPhor PAGE WetBlotter Mini HI System, 10x10 cm

mit 2 Kassetten, 8 Fasermatten (Pads)  
kompatibel mit anderen Modulen



1 Stück  
Artikel-Nr.: 615875 | Biozym

**789,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Eigenschaften:** Komplettsystem für HI Blotting, kombinierbar mit EasyPhor PAGE System

**Format:** 10 x 10 cm

**Kategorie:** Blotting

**Produktlinie:** EasyPhor B

**Produkttyp:** PAGE WetBlotter Mini HI System

**Verpackung:** 1 Stück

### Die Vorteile:

- Ideal für Western Blots der Größe 10 x 10 cm
- Kassettenarchitektur stellt homogenen Kontakt zwischen Gel und Membran her
- Größere elektrische Feldstärke und höhere Stromdichte durch Einsatz von Plattenelektroden ermöglichen schnelleren und effizienteren Transfer
- 2 Blots können parallel bearbeitet werden
- Flexibler standardisierter Aufbau, der die Nutzung anderer Module (z. B. für Elektrophorese) erlaubt

### Das System besteht aus:

- Tank mit Deckel
- High Intensity Elektroblothing-Einsatz
- 2 Blotting Kassetten mit Fasermatten (8 Blotting-Pads)

- einem Kühlpack

## Technische Spezifikationen:

- Geräteabmessungen: (B x L x H): 19 x 13 x 15 cm
- Maximale Probenkapazität: 2 Blots à 10 x 10 cm
- Puffervolumen: maximal 1200 ml
- Transferzeit: < 1 h
- Elektrodenabstand: 2 cm