

CoolRack 96 x 1.0 ml

für 2D Barcode 1.4 ml Tubes
passend für CoolBox MP



biocision

1 Stück

Artikel-Nr.: 210171 | BioCision | Hersteller-Nr.: BCS-149

379,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe: grau

Gefäßgröße: 1.4 ml 2D Barcode Tubes

Produkttyp: CoolRack

Stellplätze: 96

Verpackung: 1 Stück