

CoolRack 96 x 0.5 ml

für 2D Barcode 0.5 ml Tubes
passend für CoolBox MP



biocision

1 Stück

Artikel-Nr.: 210172 | BioCision | Hersteller-Nr.: BCS-231

416,50 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe: grau
Gefäßgröße: 0.5 ml 2D Barcode Tubes
Produkttyp: CoolRack
Stellplätze: 96
Verpackung: 1 Stück