

## Gusto High-Speed Mini-Zentrifuge

Basiseinheit mit 2 Rotoren



**Biozym**  
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 Stück  
Artikel-Nr.: 552310 | Biozym

**989,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Display (LCD):</b>	ja
<b>Drehzahlregelung/Timer:</b>	ja
<b>Kapazität:</b>	1.5/2.0 ml
<b>max. RCF (x g):</b>	bis 10000
<b>Positionen (1.5/2.0 ml):</b>	9 bis 12
<b>Verpackung:</b>	1 Stück

- Zentrifugieren mit bis zu 12.500 rpm (9.800 x g)
- Einfache Bedienung: Tubes einsetzen, Deckel schließen, Geschwindigkeit und Zeit einstellen, Start drücken
- Zwei Rotoren inklusive (werkzeugfreier Rotorwechsel in Sekunden)
  - Standard-Rotor mit Deckel für 1,5/2,0 ml Tubes, sowie 0,2 und 0,5 ml Tubes mit Adapter
  - Strip-Rotor für 32 x 0,2 ml Tubes oder vier 8-Well Strips
- Quick-Spin Button für übliche 20-Sekunden Zentrifugation
- Safety Features: Unwucht- und Tilt-Detektion
- Vibrations- und geräuscharmer Betrieb