

WesternBright Chemilumineszenz Substrat Spray

für Film und CCD Kamera Detektionssysteme
Kit ausreichend für 5000 cm² Membran



500 ml

Artikel-Nr.: 541006 | Advansta | Hersteller-Nr.: K-12049-D50

340,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: SUMMER-DEALS
Kategorie: Chemilumineszenz Substrate
Quantifizierbarkeit: gut (++)
Sensitivität: mittel (+)
Signal Stabilität: mittel
Signalverringderung: gering
Verpackung: 500 ml