


96 Well PCR Platte, weiß, ABI Sequenzer 3100/30

Semi Skirt, High Profile, Eckschnitt A12
DNA-, DNase-, RNasefrei



Packung à 10 Stück
Artikel-Nr.: 710895 | Biozym

45,10 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckschnitt: A12
Eigenschaften: ABI Sequenzer 3100/3130, alphanumerische Codierung
Farbe: weiß
Format: semi skirted
Kategorie: 96-Well Platte
Produktlinie: Classic Line
Profil: High Profile
Verpackung: Packung à 10 Stück
Volumen: 0.2 ml