

## Handschuhe SHIELDskin Xtreme Steril Nitril 600 DI+

Größe 8, puderfrei  
Kat. III PSA (EU) 2016/425



5 Polybags à 20 Paare  
Artikel-Nr.: 743265 | SHIELD | Hersteller-Nr.: 698786

**1.148,28 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**AQL:** 0.65  
**Einsatzbereich:** Reinraum - DI+  
**Größe:** M/8  
**Handschuhdesign:** einwandig, handspezifisch, texturierte Finger + Handflächen  
**Länge:** 600 mm  
**Material:** Nitril  
**Produktlinie:** SHIELDskin XTREME  
**Sterilität:** steril  
**Verpackung:** 5 Polybags à 20 Paare  
**Zertifikate:** ISO 374-1 Type B KPT, ISO 374-5:2016 Level 3 Virus

#### SHIELDskin Xtreme Steril Nitril 600 DI+

##### Steril: Biologische Kontaminationskontrolle

- Sterile Reinraumhandschuhe
- KAT III PSA Handschuhe (PSA Direktive 89/686/EEC)
- Komplexes Design - gegen tödliche, irreversible Risiken
- Puderfreier, weißer Nitrilhandschuh
- Handspezifisch
- 600 mm / 0.15 mm (EN 420:2003 + A1:2009)
- AQL 0.65 (EN 374-2:2014 Level 2)
- Virenpenetrationstest (ISO 16604:2004 Prozedur B & ASTM F1671-97b)
- Chemikalienspritzschutz - wasserdicht

- Auf Chemikalienpermeation getestet (EN 16523-1:2015 ersetzt EN 374-3:2003)
- Typischer Partikelwert: weniger als 900 pro  $\text{cm}^2 > 0.5 \mu\text{m}$
- Getestet gemäß EN1149-1-2-3 & 5
- Gefahr Typ I Proteinallergie ausgeschlossen - Typ IV Chemikalienallergie reduziert