

PCR TW Tube, 0.2 ml, farblos, ultra klar

High Profile, Flat Optical Cap, extra stark
DNA-, DNase-, RNA-, RNase-, Pyrogenfrei



Beutel à 1000 Stück
Artikel-Nr.: 712025 | Biozym

46,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Deckel: Flachdeckel, mit Deckel, optisch durchlässig
Farbe: farblos
Kategorie: Einzelgefäße
Produktlinie: Premium Line
Profil: High Profile
Verpackung: Beutel à 1000 Stück
Volumen: 0.2 ml