

## Biozym RF3000, elektronische Pipettierhilfe

Netzteil, Ständer, Wandhalter, 1 Ersatzfilter  
Ersatzfilter Art.-Nr. 675300



1 Stück  
Artikel-Nr.: 664004 | Biozym

**415,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Kategorie:** Pipettierhilfe  
**Marke:** Evoluter  
**Produkteigenschaft:** elektronisch  
**Verpackung:** 1 Stück

#### Spezifikationen:

- Für Glas- und Kunststoffpipetten von 1 bis 100 ml
- Strom: 1 x Li-Ionen Batterie, austauschbar; AC Adapter 100 – 240 VAC, 50/60 Hz mit 4 austauschbaren Steckern für US/Japan/Taiwan; Europa Kontinent/Israel, Australien und UK
- Filter: Hydrophob 0.45 µm, austauschbar
- Pipettenauslass: Polypropylen, autoklavierbar
- Maße: 152 x 152 x 41 mm
- Garantie: 12 Monate

Der Biozym RF 3000 setzt Maßstäbe.

#### Vorteile:

- Ergonomische Form zur Schonung von Hand und Arm während der Pipettiervorgänge
- Beidhändig verwendbare Griffschalen
- Weiche, konkav geformte Pipettierknöpfe unterstützen ermüdungsfreies Pipettieren
- Geringes Gewicht
- Verwendung von gewichtssparenden, hochwertigen Li-Ionen Batterien

- bis zu 20 h kontinuierliches Arbeiten mit einer Batterieladung möglich
- UV resistenter, stoßfester Kunststoff
- Exzellente Genauigkeit und Reproduzierbarkeit durch Mikroprozessor Steuerung
- Kraftvoller Motor für schnelle, dennoch außerordentlich feinfühlig Aspirations- und Dispensierung
- Einhändige Verstellmöglichkeit der Geschwindigkeitseinstellungen
- Einstellungen von „High“, „Low“ oder „Gravity Mode“ Geschwindigkeiten
- Bestätigung der gewählten Einstellung durch LED Anzeige
- Umfangreiches, mitgeliefertes Zubehör wie :
  - AC Adapter von 100 bis 240 VAC 50/60 Hz mit 4 wechselbaren Steckeradaptern
  - 3 x 0.45 µm Ersatzfilter
  - 5 austauschbare Auslassadapter in verschiedenen Farbtönen
  - Magnetischer Wandhalter (kann auch verschraubt werden)
  - Ständer für Pipettierhilfe