

Recombinant Human IL-13 (ELISA Std.)



BioLegend
From Revvity

4 pack

Artikel-Nr.: B571109 | **BioLegend** | Hersteller-Nr.: 571109

76,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev:ELISA

Format: RECOM_STANDARD

Verpackung: 4 pack

Recombinant Human IL-13 (ELISA Std.)

Clone:

Isotype:

Other_Names: ALRH, BHR1, P600, IL-13, MGC116786, MGC116788, MGC116789, IL13

Size: 4 pack

Reactivity: Human

Format: RECOM_STANDARD

App_Abbrev: ELISA

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=6403>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>