

PE anti-human CD307d (FcRL4)

Mouse IgG2b, kappa
413D12



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B340204 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 340204

288,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: 413D12
Format: PE
Isotype: Mouse IgG2b, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

PE anti-human CD307d (FcRL4)

Clone: 413D12
Isotype: Mouse IgG2b, kappa
Other_Names: FcRL4 (Fc receptor-like 4), IRTA1, IGFP2
Size: 100 tests

Reactivity: Human
Format: PE
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=5701>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>