

Purified anti-human CD271 (NGFR)

Mouse IgG1, kappa
ME20.4



BioLegend
From Revvity

100 µg

Artikel-Nr.: B345102 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 345102

113,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, IHC-F, IHC-P, IP, WB
Clone: ME20.4
Format: PURE
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD271 (NGFR)

Clone: ME20.4

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: p75NTR, TNFRSF16, p75(NTR), Gp80-LNGFR, NGFR, Nerve Growth Factor Receptor

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC, IP, WB, IHC-P, IHC-F

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=6208>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>