

PE anti-human CD271 (NGFR)

Mouse IgG1, kappa
ME20.4



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B345106 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 345106

244,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: ME20.4
Format: PE
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

PE anti-human CD271 (NGFR)

Clone: ME20.4

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: p75NTR, TNFRSF16, p75(NTR), Gp80-LNGFR, NGFR, Nerve Growth Factor Receptor

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=6428>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>