

APC anti-human CD158d (KIR2DL4)

Mouse IgG1, kappa
mAb 33 (33)



BioLegend
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B347007 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 347007

124,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: mAb 33 (33)
Format: APC
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 tests

APC anti-human CD158d (KIR2DL4)

Clone: mAb 33 (33)
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: KIR2DL4, 2DL4, p49, KIR103
Size: 25 tests

Reactivity: Human
Format: APC
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=6561>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>