

PE anti-human CD144 (VE-Cadherin)

Mouse IgG2a, kappa
BV9



BioLegend
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B348506 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 348506

244,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: BV9
Format: PE
Isotype: Mouse IgG2a, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

PE anti-human CD144 (VE-Cadherin)

Clone: BV9

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: VE-Cadherin, cadherin-5, CDH5

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=6615>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>