

APC anti-mouse CD314 (NKG2D)

Rat IgG1, kappa
CX5



BioLegend
From Revvity

100 µg

Artikel-Nr.: B130212 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 130212

247,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: CX5
Format: APC
Isotype: Rat IgG1, kappa
Species of Origin: Rat
Verpackung: 100 µg

APC anti-mouse CD314 (NKG2D)

Clone: CX5
Isotype: Rat IgG1, kappa
Other_Names: CD314
Size: 100 µg

Reactivity: Mouse
Format: APC
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=5267>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>