

## PerCP Mouse IgG2a, kappa Isotype Ctrl

Mouse IgG2a, kappa  
MOPC-173



**BioLegend**  
From Revvity

100 tests

Artikel-Nr.: B400250 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 400250

**169,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC, ICFC  
**Clone:** MOPC-173  
**Format:** PERCP  
**Isotype:** Mouse IgG2a, kappa  
**Species of Origin:** Mouse  
**Verpackung:** 100 Tests

PerCP Mouse IgG2a, kappa Isotype Ctrl

Clone: MOPC-173  
Isotype: Mouse IgG2a, kappa  
Other\_Names:  
Size: 100 tests

Reactivity:  
Format: PERCP  
App\_Abbrev: FC, ICFC  
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:  
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=4206>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>