

Purified anti-human CD75

Mouse IgM, kappa
LN1



BioLegend
From Revvity

25 µg
Artikel-Nr.: B326901 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 326901

57,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC, IHC-F, IHC-P, WB
Clone: LN1
Format: PURE
Isotype: Mouse IgM, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 µg

Purified anti-human CD75

Clone: LN1
Isotype: Mouse IgM, kappa
Other_Names: B cell antigen CD75, CDw75, CD75s
Size: 25 µg

Reactivity: Human
Format: PURE
App_Abbrev: FC, IHC-P, IHC-F, WB
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=4095>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>