

APC anti-human CD90 (Thy1)

Mouse IgG1, kappa
5E10



BioLegend
From Revvity

25 tests

Artikel-Nr.: B328113 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 328113

120,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: 5E10
Format: APC
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 25 tests

APC anti-human CD90 (Thy1)

Clone: 5E10
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Thy-1, Thy1
Size: 25 tests

Reactivity: Human
Format: APC
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:
<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=4116>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>