

Recombinant Human TSLP (carrier-free)



BioLegend
From Revvity

100 µg

Artikel-Nr.: B582406 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 582406

924,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

App_Abbrev:BA

Format: RECOM

Verpackung: 100 µg

Recombinant Human TSLP (carrier-free)

Clone:

Isotype:

Other_Names: Thymic stromal lymphopoietin (TSLP)

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: RECOM

App_Abbrev: BA

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=8041>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>