

ThermoQ Heiz-/Kühlblock 35 x 1.5 ml HD

Basiseinheit inkl. Block, mit Heizdeckel



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 Stück
Artikel-Nr.: 551331 | Biozym

655,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Blockformat: 1.5 ml

Eigenschaften: Heizdeckel, Kühlfunktion, Wechselblock

Kapazität: Tubes

Kategorie: Heiz-/Kühlblock

Verpackung: 1 Stück

Die Vorteile:

- Wechselblocksystem
- 5 Blockformate
- Schnelle Heiz-/Kühlraten
- Integrierter Heizdeckel (verhindert Kondensation im Gefäßdeckel, nicht bei allen Modellen)
- Programmierung von Temperaturprofilen möglich (PC)
- Protokollstart/Bedienung über Tastatur oder externen PC (per USB)

Technische Daten:

- Temperaturbereich: 0 bis 100 °C
- Heizrate (Raumtemperatur bis 100 °C): < 8 min
- Kühlrate (100 °C bis 0 °C): < 8 min
- Heizdeckel-Heizrate (Raumtemperatur bis 110 °C): < 8 min (nicht bei allen Modellen)
- Software-Programmierung (PC): 9 Segmente, 99 Zyklen
- QC Print-Funktion und Logfiles
- Abmessungen (L x B x H): 150 x 170 x 145 mm

