

## ThermoQ Heiz-/Kühlblock 35 x 2.0 ml HD

Basiseinheit inkl. Block, mit Heizdeckel



**Biozym**  
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 Stück  
Artikel-Nr.: 551336 | Biozym

**655,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Blockformat:** 2.0 ml

**Eigenschaften:** Heizdeckel, Kühlfunktion, Wechselblock

**Kapazität:** Tubes

**Kategorie:** Heiz-/Kühlblock

**Verpackung:** 1 Stück

### Die Vorteile:

- Wechselblocksystem
- 5 Blockformate
- Schnelle Heiz-/Kühlraten
- Integrierter Heizdeckel (verhindert Kondensation im Gefäßdeckel, nicht bei allen Modellen)
- Programmierung von Temperaturprofilen möglich (PC)
- Protokollstart/Bedienung über Tastatur oder externen PC (per USB)

### Technische Daten:

- Temperaturbereich: 0 bis 100 °C
- Heizrate (Raumtemperatur bis 100 °C): < 8 min
- Kühlrate (100 °C bis 0 °C): < 8 min
- Heizdeckel-Heizrate (Raumtemperatur bis 110 °C): < 8 min (nicht bei allen Modellen)
- Software-Programmierung (PC): 9 Segmente, 99 Zyklen
- QC Print-Funktion und Logfiles
- Abmessungen (L x B x H): 150 x 170 x 145 mm

