

## Hinged CryoBox, white

81er Cryo Lagerboxen, wasserfest, 1 & 2 ml Tubes

13.3 x 13.3 x 5.1 cm



biocision®

5 Stück

Artikel-Nr.: 210701 | BioCision | Hersteller-Nr.: BCS-206

**38,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Arbeitsrack / Lagerrack:** Lager

**Farbe:** weiß

**Für Kryolagerung:** bis -80° C

**Gefäßgröße:** 1.0 ml cryo, 1.5 ml, 2.0 ml, 2.0 ml cryo

**Stellplätze:** 81

**Verpackung:** 5 Stück