


PCR 0.1 ml 4-Tube & 4-Cap Strips

für Qiagen/Corbett Rotor-Gene (TM)
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogen-, PCR Inhibitor frei



10 Beutel à 250 Strips = 10000 Tubes und Deckel
Artikel-Nr.: 711200X | Biozym

968,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: mit Deckel
Farbe: farblos
Kategorie: Rotorgene
Produktlinie: Classic Line
Verpackung: 10 Beutel à 250 Strips = 10000 Tubes und Deckel
Volumen: 0.1 ml