

## FlashGel Camera Pack

FlashGel Doc und Kamera



**LONZA**

1 Stück

Artikel-Nr.: 857065 | Lonza | Hersteller-Nr.: 57065

**1.747,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Eigenschaften:** Blaulichteinheit, Kamera und Software

**Kategorie:** FlashGel System

**Produkttyp:** Geräte Kit

**Verpackung:** 1 Stück

#### Die Vorteile:

- Von der Gelbeladung bis Dokumentation in 5 Minuten
- Beobachtung der Bandenmigration in der FlashGel Doc visuell oder am Computerbildschirm
- Visualisierung und Dokumentation der Proben ohne schädigendes UV-Licht direkt auf der „Bench“
- Scharfe, klare „High Resolution“ Bilder
- Kleines, kompaktes Design
- Einfaches User-Interface

#### Kamera Spezifikationen:

- Hood Abmessungen: 10 cm (B) x 11 cm (L) x 16 cm (H)
- Kameratyp: Digital
- Image File Typen: .jpg, .tif, .pdf

#### Inhalt:

- FlashGel Camera
- Hood, inkl. USB Kabel

- FlashGel Capture Software
- FlashDoc (passend für alle FlashGel Kassetten)