

PowerCHO 2 chemically defined, serum-free CHO

medium with HEPES and Pluronic, without L-glutamine
phenol red, hypoxanthine and thymidine



Lonza

1 Liter

Artikel-Nr.: 881062 | Lonza | Hersteller-Nr.: BELN12-771Q

113,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:Frühlingsaktion

Eigenschaften: auch für DHFR- und GS- Zellen, chemisch definiert, für Proteinproduktion

Glutaminstatus: ohne L-Glutamin

Kategorie: Serumfreies Medium

Produkttyp: CHO Expressions-Medium

Verpackung: 1 Liter

weitere Zusätze: HEPES, Pluronic®

PowerCHO™ 2 Protein free CHO Cell Medium – die Details:

- Hauptsächlich für therapeutische Bioprozessanwendungen konzipiert erleichtern PowerCHO-Medien sowohl die nachgelagerte Reinigung als auch die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
- Chemisch definiertes, serumfreies Medium, d.h. höchste Lot zu Lot Konsistenz
- Maximale Performance durch ausgewogene Formulierung, d.h. Hohe Vitalität (> 90%) bei hohen Zelldichten
- Einfache Skalierbarkeit unterstützt Produktionsvolumina mit hoher Dichte und großem Maßstab
- Optimiert sowohl für Zellwachstum als auch Proteinproduktion
- PowerCHO™ 2 enthält HEPES und Pluronic® F-68, enthält jedoch kein L-Glutamin, Phenolrot, Hypoxanthin und Thymidin (d.h. auch für DHFR⁻ und GS⁻ Zellen geeignet).

Applikationen:

- Rekombinante Proteinproduktion (z.B. auch für Proteinkristallographie, ELISA)

Versandtemperatur: 2-8°C

Lagertemperatur: 2-8°C (Lichtgeschützt)

Dieses BioWhittaker-Zellkulturmedium wird gemäß cGMP hergestellt und mit "For Further Manufacturing" (FFM) gekennzeichnet. GMP-Produkte sind nur für Forschungszwecke oder zur weiteren Herstellung bestimmt. DIESES PRODUKT IST NICHT FÜR DEN DIREKTEN THERAPEUTISCHEN GEBRAUCH BEI MENSCHEN BESTIMMT.