

## ProFreeze-CDM, non-animal origin, chemically defined freeze medium (2X)



# Lonza

100 ml

Artikel-Nr.: 881080 | Lonza | Hersteller-Nr.: BEBP12-769E

**164,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Eigenschaften:** 2X Einfriermedium, NAO, chemisch definiert, für serumfreie Zellkultur

**Kategorie:** Serumfreies Medium

**Produkttyp:** Einfriermedium

**Verpackung:** 100 ml

#### Die Vorteile:

- Chemisch definiertes, Non-Animal-Origin, Protein-freies Einfriermedium
- Zur Kryokonservierung aller gängigen Zelltypen geeignet
- Hohe Viabilität der Zellen nach der Kultur-Wiederherstellung aus dem Tiefkühlager
- Benötigt 15% DMSO bei Verwendung als 2X