

Matrix 2D Barcoded Storage Tubes, 1.4 ml

flacher Boden, Polypropylene
mit Zahlencode am Boden



ThermoFisher
SCIENTIFIC

1000 Stück
Artikel-Nr.: 593710 | Thermo

524,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand: Matrix
Codierung: 2D-Barcode, Zahlencode am Boden
Format: Beutel
Passend für Rackformat: SBS/96
Produktart: Gefäß ohne Deckel
Schraubdeckel / Stopfen: ohne
Verpackung: 1000 Stück
Volumen: 1.4 ml