

## Matrix 2D Barcoded Storage Tubes, 0.5 ml, steril

konischer Boden, Polypropylene  
with DuraSeal tall Lid



SCIENCE IS OUR BUSINESS

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

10 Latch Racks à 96 Tubes (960 Stück)

Artikel-Nr.: 593725 | Thermo

**490,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Brand:</b>	Matrix
<b>Codierung:</b>	2D-Barcode
<b>Format:</b>	Rack im SBS Format
<b>Passend für Rackformat:</b>	SBS/96
<b>Produktart:</b>	Gefäß ohne Gewinde
<b>Schraubdeckel / Stopfen:</b>	DuraSeal
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	10 Latch Racks à 96 Tubes (960 Stück)
<b>Volumen:</b>	0.5 ml